

## Précautions GRIPPE A H1N1

### Produits de Désinfection des Mains



**Médi-Prop Gel bialcool hypoallergénique pour la désinfection des mains par friction**

Conditionnement: Colis de 20 flacons capsule service de 125ml

Code. 260310

Prix HT: 54.44 € Le colis



**Médi-Prop Gel bialcool hypoallergénique pour la désinfection des mains par friction**

Conditionnement: Colis de 12 flacons de 300 ml pompe bec long montée

Code. 260320

Prix HT: 37.86 € Le colis



**Médi-Prop Gel bialcool hypoallergénique pour la désinfection des mains par friction**

Conditionnement: Colis de 12 flacons de 500 ml avec pompe bec long montée

Code. 260340

Prix HT: 45.78 € Le colis

### Produits de Désinfection des surfaces



**Détergent désinfectant Ecodiol sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire**

Conditionnement: Colis de 250 sachets dose de 20 ml

Code. 233000

Prix HT: 45.89 € Le colis



**Désinfectant de contact Sprayter sans aldéhyde pour surfaces et sols pour désinfection par spray manuel ou électrique sans essuyage ultérieur**

Conditionnement: Colis de 6 flacons de 1 litre avec 1 pulvérisateur

Code. 232031

Prix HT: 26.69 € Le colis





**Lingette Sorbactif pour la désinfection des surfaces alimentaires sans rinçage 170 x 205 mm**



Conditionnement: Colis de 11 éco-recharges + 1 boîte garnie de 150 lingettes

Code. 939040

Prix HT: 73 € Le colis

	<p><b>Medi-Prop Zyme prédésinfectant enzymatique pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux et du matériel médico-chirurgical</b></p> <p><b>Conditionnement:</b> Colis de 2 bidons de 5 litres</p> <p><b>Code. 233550</b> <b>Prix HT: 87.98 € Le colis</b></p>
	<p><b>Détergent désinfectant Medi-Prop surf sans aldéhyde pour les sols, surfaces et dispositifs médicaux</b></p> <p><b>Conditionnement:</b> Colis de 6 flacons-doseur de 1 litre</p> <p><b>Code. 232910</b> <b>Prix HT: 33 € Le colis</b></p>

## ■ Accessoires de Protection individuelle jetable

	<p><b>Masque respiratoire FFP2 pliable jetable</b></p> <p><b>Conditionnement:</b> Boîte de 20 masques</p> <p><b>Code. 916543</b> <b>Prix HT: 20.40 € La boîte</b></p>
	<p><b>Surchaussure blanche polypropylène avec semelle bleue</b></p> <p><b>Conditionnement:</b> Colis distributeur de 400 surchaussures</p> <p><b>Code. 914983</b> <b>Prix HT: 44.44 € Le colis</b></p>

Ces prix s'entendent Nets HT

Dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur typographique

Délais d'approvisionnement et de livraison estimé de 4 à 6 semaines à date de reception de commande

Merci de consulter votre délégué commercial

■ **Validité de l'offre: 01 Juin 2009**

■ **Validité de prix: Semestrielle**

Pièce(s) jointe(s):

- Fiches Techniques
- Fiches de sécurité

**REF. 260310**

## **MEDI-PROP GEL BI-ALCOOL**

**Colis de 20 flacons de 125 ml capsule service**

Famille 500

Révision : 19/06/09

### **DEFINITION**

- MEDI-PROP GEL est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique\* sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction

\*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, testé sous contrôle dermatologique

### **COMPOSITION**

- Préparation à base d'éthanol CAS n° 64-17-5 (60% m/m), isopropanol CAS n° 67-63-0 (15% m/m), glycérine.



### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques**

- Aspect : Liquide limpide incolore
- Odeur : Alcoolisée

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)**

- pH (pur) : 6,0 - 7,0
- Viscosité : 1500 - 2500 mPa.s

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

- **MEDI-PROP GEL** répond aux critères A d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3. (5<sup>ème</sup> édition)
- **MEDI-PROP GEL** est conforme aux normes
  - EN 1040, 30 s + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (PV n° 231/0607-2/M-3)
  - EN 1275, Candida albicans(15s), Aspergillus niger (1min), (PV n° 224/0507/A/M-3 et 470/1207/M-2)
  - EN 1500, 3ml, 30 s (PV n° 332/0906-1/M-4)
  - EN 12791, 3 x 3ml, 3 x 1 min (PV n° 332/0906-2/M-4)
  - EN 12791, 2 x 4,5 ml, 2 x 1 min 30 (PV n° 282/0708/M- 1)
  - EN 14348, 15 min, conditions de propreté sur Mycobacterium terrae (PV n° 265/0707/A/M-3)
  - NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes, 30s (PV n°224/0507-2/M-3)
  - NF T 72-170, 5 min, conditions de propreté (PV n° 26 6/0707/M-3)

**REF. 260310**

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES (suite)**

- Actif sur HIV selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 15, 30 et 60 s (PV n° 387/03/ENFT 72180-51/04f)
- Actif sur H1N1, 30 s selon EN 14476 (PV ° 216/0509/M-4)
- Actif sur Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 5 min (PV n° 265/0707-2/M-3)
- Actif sur Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 1 min (PV n° 413/1007-1/M-2)
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-2/M-3)
- Actif sur PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-1/M-3)
- Actif sur Poliovirus en 1 min (PV n° 208/0408-1/M-2) et sur Adénovirus en 30 s (PV n° 208/0408-2/M-2) selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude des norovirus humains), 30 s selon EN 14476 (PV n° A09ML745M)

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- **Xi – IRRITANT**
- **R 10** : Inflammable
- **R 36** : Irritant pour les yeux
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- **S 23** : Ne pas respirer les vapeurs
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- **S 46** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

### **APPLICATION**

- **Milieu médical et paramédical** : Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage entre les lavages hygiéniques, médicaux ou chirurgicaux (cabinets de consultation de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières, vétérinaires etc., laboratoires d'analyses médicales, véhicules de transport sanitaire tels que les ambulances, hélicoptères, fourgons de pompiers, etc.)
- **Milieu agroalimentaire** : Traitement hygiénique des mains par friction (3 ml, 30 s).

**REF. 260310**

### **MODE D'EMPLOI**

- **Traitement hygiénique** : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3 ml; frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique
- **Désinfection chirurgicale en trois temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1 min
- **Désinfection chirurgicale en deux temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2 x 1 min 30

### **STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Craint le gel
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante,
- **MEDI-PROP GEL** se conserve pendant 36 mois.

### **CONDITIONNEMENT**

- Colis de 20 flacons de 125 ml capsule service

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

Nom du produit: MEDI-PROP GEL (FDS n °1169)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

N° code du produit: 09070701

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Dangers principaux: Inflammable.  
Irritant pour les yeux.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Risque(s) spécifique(s): Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

**3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Description de la préparation: Préparation à base d'agents antimicrobiens et de glycérine

Composant(s) contribuant aux dangers: • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67-63-0 - N°CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 10 < C ≤ 15 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •

**4. PREMIERS SECOURS**

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Non applicable.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:

Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Méthode(s) de nettoyage:

Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.  
Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.  
Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.

- Mesure(s) d'ordre technique:

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Conseil(s) d'utilisation(s):

Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

Stockage

- Précaution(s):

Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations.

- Condition(s) de stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:

• propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m<sup>3</sup> = 650

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:

Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.

- Protection des mains:

Pas nécessaire.

- Protection de la peau et du corps:

Pas de vêtement de travail spécialement recommandé.

- Protection des yeux:

S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:

Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme:

liquide limpide

- Couleur:

incolore

- Odeur:

alcoolique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH:

6,0 - 7,0

- Point / intervalle d'ébullition:

Non déterminé.

- Point d'éclair:

23°C

- Limites d'explosivité:

Non applicable.

- Densité relative (eau = 1):

0,850 - 0,870

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n °1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Viscosité: 1500 - 2500 mPa.s (20°C)
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques .

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Éviter les températures supérieures à 40 °C .  
Conserver à l'abri du gel.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë
- Inhalation: Non déterminé.
  - Contact avec la peau: Non irritant  
Ligne directrice 404 de l'OCDE  
  
Non irritant  
Patch test
  - Contact avec les yeux: irritant  
HET-CAM  
  
Légèrement irritant  
Cytotoxicité sur fibroblaste
  - Ingestion: DL50 (rat) supérieure à 2 g/kg.  
Non dangereux par ingestion  
Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001)
  - Sensibilisation: Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.  
(étude PSHM selon Marzulli et Maibach)

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Toxicité aquatique: Non déterminé.
  - Toxicité pour les oiseaux: Non déterminé.
- Effets nocifs divers
- Potentiel de formation d'ozone photochimique: Non déterminé.
  - Potentiel de réchauffement global: Non déterminé.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.
- Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides.  
Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.  
Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
- Information(s) supplémentaire(s): Aucune.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

N° UN: 1993

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe de danger: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ADR/RID: 3  
- Code danger: 30  
- Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 640E  
- Instructions d'emballage: P001 IBC03 LP01 R001

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Polluant marin: .  
- N° FS: F-E, S-E  
- Etiquette(s) IMDG: 3  
- Instructions d'emballage: P001 LP01

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- ICAO/IATA classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ICAO/IATA: 3  
- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses .

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xi - Irritant



Phrase(s) R: 10 Inflammable.  
36 Irritant pour les yeux.  
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Phrase(s) S: 23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols.  
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R R11 Facilement inflammable.  
R36 Irritant pour les yeux.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Avis ou remarques importantes: Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé

---

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)**

**Version: 3**

**Date de révision: 16/02/2009**

**1907/2006/CE - ISO 11014-1**

---

dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Recommandation(s): Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

## Historique

- Date de la première édition: 04/07/2007

- Date de la révision précédente: 21/08/2008

- Date de révision: 16/02/2009

- Version: 3

- Révision chapitre(s) n°: 3

Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

**REF. 260320**

## **MEDI-PROP GEL BI-ALCOOL**

**Colis de 12 x 300 ml pompe bec long montée**

Famille 500

Révision : 19/06/09

### **DEFINITION**

- MEDI-PROP GEL est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique\* sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction

\*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, testé sous contrôle dermatologique

### **COMPOSITION**

- Préparation à base d'éthanol CAS n° 64-17-5 (60% m/m), isopropanol CAS n° 67-63-0 (15% m/m), glycérine.

### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques**

- Aspect : Liquide limpide incolore
- Odeur : Alcoolisée

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)**

- pH (pur) : 6,0 - 7,0
- Viscosité : 1500 - 2500 mPa.s

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

- **MEDI-PROP GEL** répond aux critères A d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3. (5<sup>ème</sup> édition)
- **MEDI-PROP GEL** est conforme aux normes
  - EN 1040, 30 s + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (PV n° 231/0607-2/M-3)
  - EN 1275, Candida albicans(15s), Aspergillus niger (1min), (PV n° 224/0507/A/M-3 et 470/1207/M-2)
  - EN 1500, 3ml, 30 s (PV n° 332/0906-1/M-4)
  - EN 12791, 3 x 3ml, 3 x 1 min (PV n° 332/0906-2/M-4)
  - EN 12791, 2 x 4,5 ml, 2 x 1 min 30 (PV n° 282/0708/M- 1)
  - EN 14348, 15 min, conditions de propreté sur Mycobacterium terrae (PV n° 265/0707/A/M-3)
  - NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes, 30s (PV n°224/0507-2/M-3)
  - NF T 72-170, 5 min, conditions de propreté (PV n° 26 6/0707/M-3)



**REF. 260320**

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES (suite)**

- Actif sur HIV selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 15, 30 et 60 s (PV n° 387/03/ENFT 72180-51/04f)
- Actif sur H1N1, 30 s selon EN 14476 (PV ° 216/0509/M-4)
- Actif sur Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 5 min (PV n° 265/0707-2/M-3)
- Actif sur Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 1 min (PV n° 413/1007-1/M-2)
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-2/M-3)
- Actif sur PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-1/M-3)
- Actif sur Poliovirus en 1 min (PV n° 208/0408-1/M-2) et sur Adénovirus en 30 s (PV n° 208/0408-2/M-2) selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude des norovirus humains), 30 s selon EN 14476 (PV n° A09ML745M)

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- **Xi – IRRITANT**
- **R 10** : Inflammable
- **R 36** : Irritant pour les yeux
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- **S 23** : Ne pas respirer les vapeurs
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- **S 46** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

### **APPLICATION**

- **Milieu médical et paramédical** : Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage entre les lavages hygiéniques, médicaux ou chirurgicaux (cabinets de consultation de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières, vétérinaires etc., laboratoires d'analyses médicales, véhicules de transport sanitaire tels que les ambulances, hélicoptères, fourgons de pompiers, etc.)
- **Milieu agroalimentaire** : Traitement hygiénique des mains par friction (3 ml, 30 s).

**REF. 260320**

### **MODE D'EMPLOI**

- **Traitement hygiénique** : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3 ml; frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique
- **Désinfection chirurgicale en trois temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1 min
- **Désinfection chirurgicale deux temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2 x 1 min 30

### **STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Craint le gel
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante,
- **MEDI-PROP GEL** se conserve pendant 36 mois.

### **CONDITIONNEMENT**

- Colis de 12 x 300 ml pompe bec long montée

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

Nom du produit: MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

N° code du produit: 09070701

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Dangers principaux: Inflammable.  
Irritant pour les yeux.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Risque(s) spécifique(s): Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

**3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Description de la préparation: Préparation à base d'agents antimicrobiens et de glycérine

Composant(s) contribuant aux dangers: • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67-63-0 - N°CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 10 < C ≤ 15 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •

**4. PREMIERS SECOURS**

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Non applicable.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:

Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Méthode(s) de nettoyage:

Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.  
Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.  
Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.

- Mesure(s) d'ordre technique:

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Conseil(s) d'utilisation(s):

Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

Stockage

- Précaution(s):

Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations.

- Condition(s) de stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:

• propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m<sup>3</sup> = 650

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:

Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.

- Protection des mains:

Pas nécessaire.

- Protection de la peau et du corps:

Pas de vêtement de travail spécialement recommandé.

- Protection des yeux:

S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:

Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme:

liquide limpide

- Couleur:

incolore

- Odeur:

alcoolique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH:

6,0 - 7,0

- Point / intervalle d'ébullition:

Non déterminé.

- Point d'éclair:

23°C

- Limites d'explosivité:

Non applicable.

- Densité relative (eau = 1):

0,850 - 0,870

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## MEDI-PROP GEL (FDS n °1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Viscosité: 1500 - 2500 mPa.s (20°C)
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques .

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Éviter les températures supérieures à 40 °C .  
Conserver à l'abri du gel.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë
- Inhalation: Non déterminé.
- Contact avec la peau: Non irritant  
Ligne directrice 404 de l'OCDE  
  
Non irritant  
Patch test
- Contact avec les yeux: irritant  
HET-CAM  
  
Légèrement irritant  
Cytotoxicité sur fibroblaste
- Ingestion: DL50 (rat) supérieure à 2 g/kg.  
Non dangereux par ingestion  
Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001)
- Sensibilisation: Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.  
(étude PSHM selon Marzulli et Maibach)

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Toxicité aquatique: Non déterminé.
- Toxicité pour les oiseaux: Non déterminé.
- Effets nocifs divers
- Potentiel de formation d'ozone photochimique: Non déterminé.
- Potentiel de réchauffement global: Non déterminé.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.
- Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides.  
Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.  
Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
- Information(s) supplémentaire(s): Aucune.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

N° UN: 1993

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe de danger: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ADR/RID: 3  
- Code danger: 30  
- Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 640E  
- Instructions d'emballage: P001 IBC03 LP01 R001

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Polluant marin: .  
- N° FS: F-E, S-E  
- Etiquette(s) IMDG: 3  
- Instructions d'emballage: P001 LP01

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- ICAO/IATA classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ICAO/IATA: 3  
- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses .

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xi - Irritant



Phrase(s) R: 10 Inflammable.  
36 Irritant pour les yeux.  
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Phrase(s) S: 23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols.  
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R R11 Facilement inflammable.  
R36 Irritant pour les yeux.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Avis ou remarques importantes: Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé

---

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)**

**Version: 3**

**Date de révision: 16/02/2009**

**1907/2006/CE - ISO 11014-1**

---

dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Recommandation(s): Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

## Historique

- Date de la première édition: 04/07/2007

- Date de la révision précédente: 21/08/2008

- Date de révision: 16/02/2009

- Version: 3

- Révision chapitre(s) n°: 3

Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

**REF. 260340**

## **MEDI-PROP GEL BI-ALCOOL**

**Colis de 12 flacons de 500 ml pompe bec long montée**

Famille 500

Révision : 19/06/09

### **DEFINITION**

- MEDI-PROP GEL est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique\* sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction

\*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, testé sous contrôle dermatologique

### **COMPOSITION**

- Préparation à base d'éthanol CAS n° 64-17-5 (60% m/m), isopropanol CAS n° 67-63-0 (15% m/m), glycérine.

### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques**

- Aspect : Liquide limpide incolore
- Odeur : Alcoolisée

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)**

- pH (pur) : 6,0 - 7,0
- Viscosité : 1500 - 2500 mPa.s

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

- **MEDI-PROP GEL** répond aux critères A d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3. (5<sup>ème</sup> édition)
- **MEDI-PROP GEL** est conforme aux normes
  - EN 1040, 30 s + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (PV n° 231/0607-2/M-3)
  - EN 1275, Candida albicans(15s), Aspergillus niger (1min), (PV n° 224/0507/A/M-3 et 470/1207/M-2)
  - EN 1500, 3ml, 30 s (PV n° 332/0906-1/M-4)
  - EN 12791, 3 x 3ml, 3 x 1 min (PV n° 332/0906-2/M-4)
  - EN 12791, 2 x 4,5 ml, 2 x 1 min 30 (PV n° 282/0708/M- 1)
  - EN 14348, 15 min, conditions de propreté sur Mycobacterium terrae (PV n° 265/0707/A/M-3)
  - NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes, 30s (PV n°224/0507-2/M-3)
  - NF T 72-170, 5 min, conditions de propreté (PV n° 26 6/0707/M-3)



**REF. 260340**

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES (suite)**

- Actif sur HIV selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 15, 30 et 60 s (PV n° 387/03/ENFT 72180-51/04f)
- Actif sur H1N1, 30 s selon EN 14476 (PV ° 216/0509/M-4)
- Actif sur Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 5 min (PV n° 265/0707-2/M-3)
- Actif sur Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180, 1 min (PV n° 413/1007-1/M-2)
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-2/M-3)
- Actif sur PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 30 s (PV n° 107/0108-1/M-3)
- Actif sur Poliovirus en 1 min (PV n° 208/0408-1/M-2) et sur Adénovirus en 30 s (PV n° 208/0408-2/M-2) selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude des norovirus humains), 30 s selon EN 14476 (PV n° A09ML745M)

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- **Xi – IRRITANT**
- **R 10** : Inflammable
- **R 36** : Irritant pour les yeux
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- **S 23** : Ne pas respirer les vapeurs
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- **S 46** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

### **APPLICATION**

- **Milieu médical et paramédical** : Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage entre les lavages hygiéniques, médicaux ou chirurgicaux (cabinets de consultation de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières, vétérinaires etc., laboratoires d'analyses médicales, véhicules de transport sanitaire tels que les ambulances, hélicoptères, fourgons de pompiers, etc.)
- **Milieu agroalimentaire** : Traitement hygiénique des mains par friction (3 ml, 30 s).

REF. 260340

### **MODE D'EMPLOI**

- **Traitement hygiénique** : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3 ml; frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique
- **Désinfection chirurgicale en trois temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1 min
- **Désinfection chirurgicale en deux temps**: Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2 x 1 min 30

### **STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Craint le gel
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante,
- **MEDI-PROP GEL** se conserve pendant 36 mois.

### **CONDITIONNEMENT**

- Colis de 12 flacons de 500 ml pompe bec long montée

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

Nom du produit: MEDI-PROP GEL (FDS n °1169)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

N° code du produit: 09070701

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Dangers principaux: Inflammable.  
Irritant pour les yeux.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Risque(s) spécifique(s): Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

**3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Description de la préparation: Préparation à base d'agents antimicrobiens et de glycérine

Composant(s) contribuant aux dangers: • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67-63-0 - N°CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 10 < C ≤ 15 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •

**4. PREMIERS SECOURS**

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Non applicable.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:

Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Méthode(s) de nettoyage:

Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.  
Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.  
Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.

- Mesure(s) d'ordre technique:

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Conseil(s) d'utilisation(s):

Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

Stockage

- Précaution(s):

Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations.

- Condition(s) de stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:

• propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m<sup>3</sup> = 650

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:

Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.

- Protection des mains:

Pas nécessaire.

- Protection de la peau et du corps:

Pas de vêtement de travail spécialement recommandé.

- Protection des yeux:

S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:

Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme:

liquide limpide

- Couleur:

incolore

- Odeur:

alcoolique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH:

6,0 - 7,0

- Point / intervalle d'ébullition:

Non déterminé.

- Point d'éclair:

23°C

- Limites d'explosivité:

Non applicable.

- Densité relative (eau = 1):

0,850 - 0,870

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Viscosité: 1500 - 2500 mPa.s (20°C)
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques .

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Éviter les températures supérieures à 40 °C .  
Conserver à l'abri du gel.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë
- Inhalation: Non déterminé.
  - Contact avec la peau: Non irritant  
Ligne directrice 404 de l'OCDE  
  
Non irritant  
Patch test
  - Contact avec les yeux: irritant  
HET-CAM  
  
Légèrement irritant  
Cytotoxicité sur fibroblaste
  - Ingestion: DL50 (rat) supérieure à 2 g/kg.  
Non dangereux par ingestion  
Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001)
  - Sensibilisation: Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.  
(étude PSHM selon Marzulli et Maibach)

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Toxicité aquatique: Non déterminé.
  - Toxicité pour les oiseaux: Non déterminé.
- Effets nocifs divers
- Potentiel de formation d'ozone photochimique: Non déterminé.
  - Potentiel de réchauffement global: Non déterminé.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.
- Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides.  
Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.  
Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
- Information(s) supplémentaire(s): Aucune.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)

Version: 3

Date de révision: 16/02/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

N° UN: 1993

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe de danger: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ADR/RID: 3  
- Code danger: 30  
- Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 640E  
- Instructions d'emballage: P001 IBC03 LP01 R001

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Ethanol, alcool isopropylique)  
- Classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Polluant marin: .  
- N° FS: F-E, S-E  
- Etiquette(s) IMDG: 3  
- Instructions d'emballage: P001 LP01

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol, alcool isopropylique)  
- ICAO/IATA classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ICAO/IATA: 3  
- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses .

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xi - Irritant



Phrase(s) R: 10 Inflammable.  
36 Irritant pour les yeux.  
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Phrase(s) S: 23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols.  
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R R11 Facilement inflammable.  
R36 Irritant pour les yeux.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Avis ou remarques importantes: Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé

---

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**MEDI-PROP GEL (FDS n ° 1169)**

**Version: 3**

**Date de révision: 16/02/2009**

**1907/2006/CE - ISO 11014-1**

---

dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Recommandation(s): Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

## Historique

- Date de la première édition: 04/07/2007

- Date de la révision précédente: 21/08/2008

- Date de révision: 16/02/2009

- Version: 3

- Révision chapitre(s) n°: 3

Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

**REF.233000**

## **DETERGENT DESINFECTANT ECODIOL**

**Carton de 250 doses de 20 ml**

Famille 510

Révision : 12/02/09

### **DEFINITION**

- **ECODIOL** est un détergent désinfectant bactéricide et fongicide à action nettoyante, sans ALDEHYDE, sans AMMONIUM QUATERNAIRE pour les sols et surfaces en zone à hauts risques.
- **Marquage CE 0439**



### **COMPOSITION**

- Tensio-actifs anionique et non ionique
- Alkylamine
- Alcool isopropylique
- Complexants alcalins
- Parfum mentholé

### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques :**

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| - Aspect ..... | liquide limpide incolore à jaune |
| - Odeur .....  | mentholée                        |

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques :**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - pH (0,25 %).....       | 8,5 – 9,5     |
| - pH (pur).....          | 12 – 13       |
| - Viscosité.....         | < 50 mPa.s    |
| - Densité (à 20°C) ..... | 1,024 – 1,034 |

**REF.233000**

## **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

**ECODIOL** est conforme aux normes :

### **1. FD T 72-102**

### **2. Bactéricidie**

- EN 1040, 5 minutes, PV n° 346/0797-3
- NF T 72-151, spectre 4, PV n° 346/0797-2 et PV n° 419/1097-3 sur Mycobacterium segmatis
- Actif sur Legionelle pneumophila (NF T 72-151/301) PV n° 111/0101
- Actif sur Mycobacterium tuberculosis (NF T 72-151/301) PV n° 113/0198-3
- NF T 72-171 conditions de saleté, spectre 4 PV n° 286/0798
- EN 13697, bactéricidie, 5 mn, conditions de saleté PV n°244/0502
- Actif sur Salmonella enterica ser.typhimurium T 72-300 selon NF T 72-171 conditions de saleté, PV n° 315/0800

### **3. Fongicidie**

- NF T 72-201, PV n° 346/0797-5 et -6
- EN 1275, 15 minutes, C.albicans, PV n° 162/0202

### **4. Virucidie**

- Actif sur le HIV, PV n° NC/1181297
- Actif sur le Rotavirus SA11 PV n°399/1000-4

## **DONNEES TOXICOLOGIQUES**

- **ECODIOL** n'est pas irritant pour la peau en solution diluée

## **APPLICATIONS**

### **- Milieu hospitalier : secteurs à hauts risques**

Secteurs à hauts risques : blocs opératoires, salles de soins intensifs, services prématurés, services greffes et grands brûlés

### **- Milieu industriel**

Agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique...

### **- Collectivités**

Ecoles, mairies, logements collectifs, sanitaires...

**REF.233000**

### **MODE D'EMPLOI**

En balayage humide, lavage mouillé, bio-nettoyage

- Usage courant : 0.25 % soit 20 ml (1 sachet dose) dans 8 litres d'eau à 20°C environ
- Forte contamination : 0,50 % soit 40 ml (2 sachets dose) dans 8 litres d'eau à 20°C environ
- Ne pas rincer
- ATTENTION ! il est important de respecter les doses conseillées. Une concentration trop importante peut nuire à l'efficacité du produit.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

#### **Xi - IRRITANT**

- R 10 : Inflammable
- R 41 : Risque de lésions oculaires graves
- S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- S 39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
- Remarque : le produit ne doit pas être mélangé avec des produits chlorés et/ou aldéhydiques (rosissement)

### **STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C
- Craint le gel
- Se conserve 3 ans dans des conditions normales de stockage (emballage fermé, à l'abri de la lumière)

### **CONDITIONNEMENT**

- Carton de 250 doses de 20 ml

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE FISE-233000

ECODIOL NF CE (FDS n°498)

Version: 11

Date de révision: 06/05/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: ECODIOL NF CE (FDS n°498)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Détergent désinfectant

N° code du produit: 07070602

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: Inflammable.  
Risque de lésions oculaires graves.

Risque(s) spécifique(s): Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description de la préparation: Préparation à base de tensio-actif anionique et non ionique, d'alkylamine, d'alcool isopropylique, de complexants alcalins et de parfum mentholé.

Composant(s) contribuant aux dangers:

- propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67-63-0 - N°CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 5 < C ≤ 10 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •
- 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol ; ether de diéthylène glycol monoéthylque - N°CAS: 111-90-0 - N°CE: 203-919-7  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xi - Phrase(s) R: 36
- parfum  
Conc. pds.(%): 0 < C ≤ 1 - Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 43-65-51/53
- sel de sodium de l'acide ethylenediaminetetraacetique (EDTA) - N°CAS: 64-02-8 - N°CE: 200-573-9  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-36
- ethyl hexyl sulfate de sodium - N°CAS: 126-92-1 - N°CE: 204-812-8  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xi - Phrase(s) R: 38-41
- alcool gras éthoxylé  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-41
- dodecyldipropylene triamine - N°CAS: 2372-82-9 - N°CE: 219-145-8  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): C N - Phrase(s) R: 22-34-50

## 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés, laver la peau avec beaucoup d'eau ou doucher (pendant 15 minutes), et si nécessaire se rendre chez le médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ECODIOL NF CE (FDS n°498)

Version: 11

Date de révision: 06/05/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Méthode(s) spéciale(s):	En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts . Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Risques spéciaux:	En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:	Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s):	Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.
Précaution(s) pour la protection de l'environnement:	Endiguer et contenir le produit renversé. Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.
Méthode(s) de nettoyage:	Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

- Précaution(s): Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.
- Mesure(s) d'ordre technique: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

### Stockage

- Précaution(s): Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations .
- Condition(s) de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.
- Matière(s) incompatible(s) à éloigner: Ne pas mélanger avec d'autres produits désinfectants et aldéhydiques (rossissement)
- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: de même nature que celui d'origine .

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.
- Paramètre(s) de contrôle:
- Limite(s) d'exposition: • propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m<sup>3</sup> = 650
- Protection individuelle:
- Protection des voies respiratoires: Ne pas inhaler les vapeurs.  
appareil respiratoire seulement en cas de formation de vapeur ou de brouillard
  - Protection des mains: Porter des gants appropriés
  - Protection de la peau et du corps: Porter un vêtement de protection approprié
  - Protection des yeux: Porter un appareil de protection des yeux/du visage
  - Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ECODIOL NF CE (FDS n° 498)

Version: 11

Date de révision: 06/05/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Mesure(s) d'hygiène: Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme: liquide limpide
- Couleur: incolore / jaune clair
- Odeur: mentholée

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH: Produit pur : 12 - 13  
Dilué à 0,25% : 8,5 - 9,5
- Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.
- Point d'éclair: 36,5 °C
- Limites d'explosivité: Non déterminé.
- Densité relative (eau = 1): 1,024 - 1,034 (20°C)
- Viscosité: < 50 mPa.s (20°C)
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: Non déterminé.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Eviter les températures supérieures à 40 °C .  
Le produit risque de geler en-dessous de 0°C et perdre son activité antimicrobienne.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

- Inhalation: Non déterminé.
- Contact avec la peau: Non irritant  
Ligne directrice 404 de l'OCDE
- Contact avec les yeux: Risque de lésions oculaires graves.  
Ligne directrice 405 de l'OCDE
- Ingestion: DL0 > 5000 mg/kg (orale - souris)  
Non dangereux par ingestion  
Ligne directrice 401 de l'OCDE

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Persistance et dégradabilité: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Effets nocifs divers

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ECODIOL NF CE (FDS n° 498)

Version: 11

Date de révision: 06/05/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Emballages contaminés: Nettoyer le récipient à l'eau. Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

Information(s) supplémentaire(s):

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

N° UN: 1993

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (alcool isopropylique)  
- Classe de danger: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ADR/RID: 3  
- Code danger: 30  
- Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 640E  
- Instructions d'emballage: P001 IBC03 LP01 R001

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (alcool isopropylique)  
- Classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Polluant marin: .  
- N° FS: F-E, S-E  
- Etiquette(s) IMDG: 3  
- Instructions d'emballage: P001 LP01

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (alcool isopropylique)  
- ICAO/IATA classe: 3  
- Groupe d'emballage: III  
- Etiquettes ICAO/IATA: 3  
- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses

N° CE: Non applicable.

Contient: • dodecyldipropylene triamine

Symbole(s): Xi - Irritant



Phrase(s) R: 10 Inflammable.  
41 Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S: 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ECODIOL NF CE (FDS n°498)

Version: 11

Date de révision: 06/05/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Information(s) complémentaire(s):  
Etiquetage détergent :  
< 0,02 % : Butylphenylmethyl propional, linalool, eugenol, geraniol, citronellol, hexyl cinnamal  
moins de 5% : EDTA, parfums  
5% ou plus, mais moins de 15% : désinfectants, agents de surface anionique et non ionique

La fiche ingrédients est disponible à l'adresse indiquée à la rubrique 1.

Contient du (de la) parfum. Peut déclencher une réaction allergique.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R

R11 Facilement inflammable.  
R36 Irritant pour les yeux.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges  
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R22 Nocif en cas d'ingestion.  
R38 Irritant pour la peau.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.  
R34 Provoque des brûlures.  
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Avis ou remarques importantes: Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  
  
L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabriquant.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Détergent désinfectant

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Recommandation(s): Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

### Historique

- Date de la première édition: 07/07/2006  
- Date de la révision précédente: 06/12/2006  
- Date de révision: 06/05/2008  
- Version: 11  
- Révision chapitre(s) n°: 1-2-3  
Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

**REF.232031**

## **DESINFECTANT DE CONTACT SPRAYTER**

**Carton de 6 flacons de 1 litre + pulvérisateur**

Famille 510

Révision : 28/04/09

### **DEFINITION**

SPRAYTER est un désinfectant de contact très puissant SANS ALDEHYDE destiné à la désinfection par spray manuel ou sprayer électrique sans essuyage ultérieur des parois, sols, surfaces, et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentiste...).



### **COMPOSITION**

- Polyaminopropyl biguanide CAS n° 91403-50-8 (0,36% m/m), alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (30% m/m) et parfum

### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques**

- Aspect ..... liquide homogène limpide
- Odeur ..... fleurie

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)**

- pH (solution pure) ..... 5,5 – 6,0

### **CORROSION**

- **SPRAYTER** apparaît corrosif, par immersion simple, sur le cuivre et le laiton mais pas sur l'aluminium ni sur l'acier inoxydable.

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES :**

SPRAYTER répond aux normes :

#### **1. AFNOR FD T 72-102**

#### **2. Bactéricidie**

- EN 1040, 5min (PV n°425/1102-3)
- EN 1040, 5 min sur Staphylococcus aureus MRSA (PV n°128/0209-2)
- T 72-301, actif sur Mycobacterium tuberculosis (PV n°116/0103-5)
- T 72-300, actif sur Listeria monocytogenes (PV n°11 6/0103-1)
- EN 13697, conditions de propreté (PV n°165/0303)
- EN 1276, conditions de propreté (PV n°116/01/03-2)
- NFT 72-281 bactéricidie, 15min (PV n°210/0503)
- NF EN 13727, 5min en conditions de propreté, Staphylococcus aureus MRSA (PV n° 128/0209-1)

**REF.232031**

### **3. Fongicidie**

- EN 1275, 15 minutes, *Candida albicans* (PV n°425/1102)

### **4. Virucidie**

- Actif sur le virus HIV en 5min (nc/0400403)
- Actif sur le virus de l'Herpès en 5min (PV n°165/03 03-2)
- Actif sur le rotavirus en 5min (PV n° 658/1104)
- Actif sur PRV en 1min (virus de la pseudorange, modèle du virus de l'hépatite B) selon la norme NF T 72-180 (PV n° 180/0408/M-1)
- Actif sur MNV (virus modèle pour le norovirus humain) selon la méthodologie de la norme EN 14476 (PVn° P08ML679M)

### **DOMAINES D'APPLICATION**

Utiliser en spray manuel ou sprayer électrique

Diffuser SPRAYTER à 40 centimètres environ de la surface à désinfecter. Ne pas essuyer.

1. Milieu hospitalier et médical :

- **Secteurs à hauts risques** : blocs opératoires, salles de soins intensifs, services prématurés, services des greffes et des grands brûlés, etc.
- **Secteurs d'hospitalisation** : chambres, laboratoires, gériatrie, pédiatrie, etc.

2. Hygiène industrielle :

- **SPRAYTER** désinfecte toutes les petites surfaces extérieures des appareillages de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, etc.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- **IRRITANT**
- R10 : inflammable
- R36 : irritant pour les yeux
- R67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer
- S23 : ne pas respirer les vapeurs
- S 39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage

### **STABILITE**

Dans son emballage d'origine et dans les conditions normales de stockage, SPRAYTER se conserve au moins pendant trois ans

### **CONDITIONNEMENT**

- Carton de 6 flacons de 1 litre + pulvérisateur

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE FISE-232031

SPRAYTER (FDS n° 888)

Version: 7

Date de révision: 28/07/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: SPRAYTER (FDS n° 888)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

N° code du produit: 31070601

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: Inflammable.  
Irritant pour les yeux.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Risque(s) spécifique(s): Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description de la préparation: Préparation à base d'agents antimicrobiens et de parfum

Composant(s) contribuant aux dangers: • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67-63-0 - N°CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 25 < C ≤ 30 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •  
• chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide) - N°CAS: 32289-58-0  
Conc. pds.(%): 0 < C ≤ 1 - Symbole(s): Xi N - Phrase(s) R: 36/38-43-51/53

## 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon par précaution.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SPRAYTER (FDS n° 888)

Version: 7

Date de révision: 28/07/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:	Endiguer et contenir le produit renversé. Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.
Méthode(s) de nettoyage:	Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

- Précaution(s): Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.
- Mesure(s) d'ordre technique: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

### Stockage

- Précaution(s): Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations.
- Condition(s) de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.
- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: de même nature que celui d'origine.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

### Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition: • propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m³ = 650

### Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Ne pas inhaler les vapeurs.  
Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
- Protection des mains: Pas nécessaire.
- Protection de la peau et du corps: Pas de vêtement de travail spécialement recommandé.
- Protection des yeux: lunettes de protection
- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

- Mesure(s) d'hygiène: Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations générales

- Etat physique / Forme: liquide limpide
- Couleur: incolore
- Odeur: alcoolique

### Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH: 5,5 - 6,0
- Point / intervalle d'ébullition: 79.4 °C
- Point d'éclair: 24 °C

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SPRAYTER (FDS n° 888)

Version: 7

Date de révision: 28/07/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Limites d'explosivité: Non applicable.
- Densité relative (eau = 1): 0,960
- Viscosité: < 50 mPa.s (20°C)
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques .

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Eviter les températures supérieures à 40 °C .  
Conserver à l'abri du gel.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Effets toxicologiques sur base de la méthode de calcul conventionnelle :
- Toxicité aiguë
- Inhalation: non déterminé
  - Contact avec la peau: Non irritant (peau du lapin)  
Ligne directrice 404 de l'OCDE (17/07/1982)
  - Contact avec les yeux: non déterminé
  - Ingestion: DL50 > 2000 mg/kg (oral - rat)  
Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001)

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Effets nocifs divers

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.
- Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides.  
Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.  
Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
- Information(s) supplémentaire(s):

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
- N° UN: 1993
- Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)
- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (alcool isopropylique)
  - Classe de danger: 3
  - Groupe d'emballage: III
  - Etiquettes ADR/RID: 3
  - Code danger: 30
  - Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 640E

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SPRAYTER (FDS n° 888)


Version: 7

Date de révision: 28/07/2008

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Instructions d'emballage:	P001 IBC03 LP01 R001
Voies maritimes (IMDG)	
- Nom d'envoi exact:	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (alcool isopropylique)
- Classe:	3
- Groupe d'emballage:	III
- N° FS:	F-E, S-E
- Etiquette(s) IMDG:	3
- Instructions d'emballage:	P001 LP01
Voies aériennes (ICAO/IATA)	
- Nom d'envoi exact:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (alcool isopropylique)
- ICAO/IATA classe:	3
- Groupe d'emballage:	III
- Etiquettes ICAO/IATA:	3
- Avis ou remarques importantes:	Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage:	Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses
N° CE:	Non applicable.
Symbole(s):	Xi - Irritant 
Phrase(s) R:	10 Inflammable. 36 Irritant pour les yeux. 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Phrase(s) S:	16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols. 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
Information(s) complémentaire(s):	Contient du (de la) chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide). Peut déclencher une réaction allergique.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Législation(s) suivie(s):	Les informations de cette fiche de données sécurité répond aux lois nationales et aux directives de la CE. Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience.
Rubrique n°2 : Phrase(s) R	R11 Facilement inflammable. R36 Irritant pour les yeux. R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Avis ou remarques importantes:	Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.  Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.



---

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**SPRAYTER (FDS n° 888)**

**Version: 7**

**Date de révision: 28/07/2008**

**1907/2006/CE - ISO 11014-1**

---

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Désinfectant

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Recommandation(s): Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

## Historique

- Date de la première édition: 17/06/2003

- Date de la révision précédente: 20/02/2007

- Date de révision: 28/07/2008

- Version: 7

- Révision chapitre(s) n°: 1-2-3

Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

**REF.939040**

## **LINGETTES DESINFECTANTES SORBACTIF**

**Carton de 11 éco-recharges de 150 lingettes + 1 boîte garnie**

Famille 505

Révision : 31/07/08

### **DEFINITION**

Les LINGETTES SORBACTIF sont des lingettes bleues imprégnées d'une solution désinfectante, pour la désinfection des surfaces en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.

Ces lingettes sont destinées aux surfaces pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires, et pouvant ne pas être rincées à l'eau potable après usage (Section Ib, Arrêté du 8 septembre 1999).

Elles se présentent en flowpack.



La solution d'imprégnation (sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire) est homologuée par le Ministère de l'agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation N° 2020162, traitement bactéricide 100% POA/POV, rinçage facultatif, sans essuyage ultérieur des surfaces.

### **COMPOSITION**

#### **Solution d'imprégnation des lingettes :**

A base d'alcool isopropylique et d'acide sorbique (E200 ; 5 g/l)

#### **Non tissé**

Viscose/Cellulose

**DIMENSIONS**..... 170 x 205 mm

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION**

#### **Bactéricidie**

- NF EN 1040 (5 minutes)
- NF EN 1276 (5 minutes, conditions de propreté)
- NF EN 1276 (conditions de propreté, actif en 5 mn sur *Listeria monocytogenes*, *Salmonella enterica*, *Salmonella typhi*)
- NF T 72-281 (15 minutes)
- NF EN 13697 (conditions de propreté, actif en 5 min sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*)

**REF.939040**

### **Fongicidie**

- NF EN 1275 (15 minutes, Candida albicans)
- NF EN 1650 (conditions de propreté, Candida albicans, 15min)
- NF EN 13697 (15 min, Candida albicans)

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA LINGETTE**

**Bactéricidie** : selon norme NF T 72-190 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)  
Méthode porte-germes (Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Lactobacillus plantarum, Salmonella enterica subsp. enterica sérotype Typhimurium).

### **UTILISATION**

#### **Milieu agroalimentaire (industries, collectivités...)**

Préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques

Récolte, transport, stockage, transformation industrielle, commercialisation POA/POV

Les lingettes permettent la désinfection par essuyage humide des surfaces, plans de travail et petits matériels :

- Matériel de découpe, couteaux, machines à jambons, hachoirs, attendrisseurs, tables en bois..
- Matériel de conservation, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, caisses...
- Matériel de conditionnement, plats, moules, marbres...
- Toutes surfaces grasses et souillées...

#### **Milieu médical (hôpital, paramédical...)**

Les lingettes permettent la désinfection par essuyage humide des surfaces, plans de travail et petits matériels en offices, cuisines, restauration, etc...

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage, préalable à toute désinfection.

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de stérilisation des instruments pouvant être stérilisés par un procédé approprié. Tous les agents désinfectants ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement le nombre des micro-organismes.

### **MODE D'EMPLOI**

- Décoller l'étiquette du flowpack.
- Tirer une lingette imprégnée.
- Bien refermer le conditionnement après usage.
- Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher.
- Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Ce produit est réservé à la désinfection des surfaces lisses ne présentant pas de rugosité  
Port de gants préconisé dans le cadre des protocoles de désinfection

- Xi
- R10 Inflammable
- R 36 Irritant pour les yeux
- R 67 l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

**REF.939040**

- S 23 Ne pas respirer les vapeurs
- S 26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste
- Conserver hors de portée des enfants, conserver à l'abri de la chaleur (entre 0 et 40°C)
- Conserver à l'écart de toute flamme, corps incandescent ou source d'étincelles. Ne pas fumer

### **ESSAIS DE TOXICITE DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION**

- La solution présente une DL50 supérieure à 2000 mg/kg.

### **COMPATIBILITES**

- Le produit est compatible avec la plupart des matériaux (pour les matériaux considérés comme sensibles à l'alcool, il est recommandé de procéder à un essai préalable).

### **INCOMPATIBILITES**

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- L'emploi simultané ou successif de désinfectants est à éviter.

### **CONSERVATION**



- Les lingettes se conservent 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
- Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.
- Dès l'ouverture du flowpack, utiliser dans le mois.
- La présence d'acide sorbique peut entraîner un jaunissement du produit.

### **AUTRES INFORMATIONS**

- Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
- Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi.
- Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur application à une utilisation déterminée.
- L'attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.

### **CONDITIONNEMENT**

- Eco-recharge de 150 lingettes
- Carton de 11 éco-recharges + 1 boîte garnie

 <p><b>Division Lingettes</b>  <b>8, rue Léon Jouhaux</b>  <b>Z.I. PARIEST</b>  <b>CROISSY-BEAUBOURG</b>  <b>F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2</b></p>	<p align="center"><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p>	<p><u>Approbation :</u> </p>
	<p>Fichier : FDSUL149.Doc</p>	<p>Révision : 03/30.05.2008 Page : 1/5</p>

## FICHE N° UL-149

FISE-939040

### 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**Nom du produit : Lingettes SORBACTIF**

**Fabricant : Laboratoires PRODENE KLINT - Division Lingettes**

8, rue Léon jouhaux  
Z.I. Pariest  
77183 CROISSY BEAUBOURG

Tél : 01 60 95 49 00  
Fax : 01 60 95 49 49  
[catherine.vignot@prodene-klint.com](mailto:catherine.vignot@prodene-klint.com)

**Appel d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59**

### 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

**Principaux dangers :**

- *Effets néfastes sur la santé* : irritant pour les yeux
- *Dangers physiques* : produit inflammable
- *Risques spécifiques* : selon les critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, ce produit est classé irritant et inflammable

### 3 - COMPOSITION



**Préparation**

**Nature chimique :**

- **lingette** : non-tissé (cellulose/viscose)
- **solution d'imprégnation** : à base d'alcool isopropylique et d'acide sorbique

**Composant contribuant au danger :**

2-propanol (CAS : 67-63-0 EINECS 200-661-7) : 30% - classification CEE : F Xi ; R11; R36 ; R67

 <p><b>Division Lingettes</b>  <b>8, rue Léon Jouhaux</b>  <b>Z.I. PARIEST</b>  <b>CROISSY-BEAUBOURG</b>  <b>F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2</b></p>	<p align="center"><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p>	<p><b>Approbation :</b> </p>
	<p><b>Fichier : FDSUL149.Doc</b></p>	<p><b>Révision :03/30.05.2008</b>  <b>Page : 2/5</b></p>

#### 4 - PREMIERS SECOURS

*Inhalation* : transférer à l'air frais

*Contact avec les yeux ou les muqueuses*: rinçage à l'eau immédiat et abondant (15 minutes au moins), consulter un médecin

*Ingestion* : évacuer le corps étranger, appeler immédiatement un médecin

#### 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés** : tous les agents d'extinction sont utilisables

**Protection des intervenants** : porter un appareil de protection respiratoire

#### 6 - PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions individuelles** : pas de flammes, pas d'étincelles, supprimer toute source d'ignition

**Méthode de nettoyage** : récupérer et conserver les produits pour élimination ou recyclage ultérieurs



**Nettoyage / Décontamination** : balayer et laver à l'eau

#### 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

##### **Manipulation** :

- Précautions à prendre ➡ Conserver à l'écart de toute flamme, corps incandescent ou source d'étincelles  
Ne pas fumer
- Conseils d'utilisation ➡ Respecter les conditions d'emploi  
➡ Ne pas mélanger avec d'autres produits

**Stockage** : Il est recommandé de stocker le produit dans son emballage d'origine fermé dans un endroit frais bien ventilé entre 0 et 40 ° C.  
Craint le gel.  
Conserver hors de portée des enfants

 <p><b>LABORATOIRES Prodene Klint</b></p> <p><b>Division Lingettes</b>  <b>8, rue Léon Jouhaux</b>  <b>Z.I. PARIEST</b>  <b>CROISSY-BEAUBOURG</b>  <b>F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2</b></p>	<p align="center"><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p>	<p><b>Approbation :</b> </p>
	<p><b>Fichier : FDSUL149.Doc</b></p>	<p><b>Révision : 03/30.05.2008</b>  <b>Page : 3/5</b></p>

## 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**Valeurs limites d'exposition**    *Valeurs limites (France):* 2-propanol ⇨ VLE = 980 mg/m<sup>3</sup>

**Equipement de protection individuelle :**

Le port de gants est préconisé dans le cadre des protocoles de désinfection.

## 9 - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION

**Aspect** : Liquide limpide incolore évoluant au jaune dans le temps

**pH** : produit pur : 5,5 – 6,0

**Températures de changement d'état :**

- . point de gel : non déterminé
- . ébullition : non déterminé

**Point éclair** : 23 ° C

**Explosivité** : non déterminée

**Masse volumique (20 °C)** : environ 0,95 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilité** : Totalement soluble à l'eau

**Viscosité (Brookfield à 20 °C)** : < 50 mPa.s

## 10 - STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité** : Stable à température ambiante



**Réactions dangereuses** : Peut s'enflammer au contact d'une flamme

**Matières à éviter** : Ne pas mélanger à d'autres agents désinfectants

## 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë** : DL50 > 2000 mg/kg voie orale, chez le rat.

**Effets locaux** : Irritant Primaire : non irritant  
Irritant Oculaire : irritant

 <b>Division Lingettes</b> <b>8, rue Léon Jouhaux</b> <b>Z.I. PARIEST</b> <b>CROISSY-BEAUBOURG</b> <b>F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2</b>	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	<b>Approbation :</b> 
	<b>Fichier : FDSUL149.Doc</b>	<b>Révision :03/30.05.2008</b> <b>Page : 4/5</b>

## 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Sur la base des connaissances actuelles, aucun effet dangereux sur l'environnement n'est à attendre.  
Solution d'imprégnation à base de substances facilement biodégradables.

## 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

## 14 - TRANSPORT : CODIFICATION ET CLASSEMENT

### - Réglementation internationale :

#### - **Transport Routier : ADR**

N° ONU : 3175

Classe : 4.1

Groupe d'emballage : II

Désignation officielle de transport : SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point éclair inférieur ou égal à 61°C (tels que préparations et déchets), N.S.A (isopropanol)

#### **Transport Maritime : IMDG**

N° ONU : 3175

Classe : 4.1

Groupe d'emballage : II

Désignation officielle de transport : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A (isopropanol)

Point éclair : +33°C

#### **Transport Aérien : IATA**



N° ONU : 3175

Classe : 4.1

Groupe d'emballage : II

Désignation officielle de transport : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, n.o.s (isopropanol)



 <b>Division Lingettes</b> <b>8, rue Léon Jouhaux</b> <b>Z.I. PARIEST</b> <b>CROISSY-BEAUBOURG</b> <b>F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2</b>	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	<b>Approbation :</b> 
	<b>Fichier : FDSUL149.Doc</b>	<b>Révision :03/30.05.2008</b> <b>Page : 5/5</b>

## 15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

### Etiquetage

- **Réglementations CEE** : étiquetage obligatoire des préparations dangereuses (auto classification) : concerné
- **Symboles et indications de danger** : Inflammable et Xi
- **Phrases R** :
  - ⇒ R10 : inflammable
  - ⇒ R36 : irritant pour les yeux
  - ⇒ R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges
- **Phrases S** :
  - S23 : ne pas respirer les vapeurs
  - S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

### Etiquetage des colis

Carré blanc posé sur la pointe 10 x 10 cm avec marquage UN 3175

## 16 - AUTRES INFORMATIONS :

**Lingettes SORBACTIF sont des lingettes imprégnées d'une solution désinfectante, pour la désinfection des surfaces en milieu agroalimentaire.**

"Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit".

**REF. 233550**

## **MEDI-PROP ZYME PREDESINFECTANT ENZYMATIQUE POUR DISPOSITIFS MEDICAUX**

**Colis de 2 bidons de 5 litres**

Famille 510

Révision : 04/05/09

### **DEFINITION**

- **MEDI-PROP ZYME** est un prédésinfectant enzymatique pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux (matériel médico-chirurgical, endoscopes, etc.)

### **COMPOSITION**

- Préparation à base de tensioactif non ionique, d'ammonium quaternaire, de chlorhydrate de biguanide et d'enzyme

### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques :**

- Aspect ..... liquide limpide incolore à jaune clair
- Odeur ..... caractéristique

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20° C) :**

- pH (pur) ..... environ 7.0
- pH (dilué à 0,5%) ..... environ 7.8
- Densité ..... 1,035

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

- **Bactéricide**  
EN 13727, conditions de saleté, 15min (PV n° 233/06 07-2/M-2)  
actif sur SARM et Enterococcus faecium vancomycine résistant selon EN 13727, saletés, 15 min (PV n°131/0209/M-1)
- **Levuricide**  
EN 13624, conditions de saleté sur Candida albicans, 15min (PV n° 233/0607-1/A/M-2)
- **Virucide**  
Actif sur Rotavirus SA11 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 15min (PV n° 307/0707-1/M-2)  
Actif sur Herpès simplex type 1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180  
Actif sur HIV selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 1,5 et 15min (PV n° 387/04/ENFT 72180-52/02f)  
Actif sur BVDV (Hépatite C) et PRV (Hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (PV n°109/0108-2/M-2 et n° 109/0108-1/M-2)

**REF. 233550**

### **MODE D'EMPLOI**

- Diluer le produit à 0,5 %, immerger le matériel à désinfecter pendant 15min et rincer
- **MEDI-PROP ZYME** est adapté à une utilisation en bain ultrasons quelque soit la qualité de l'eau de dilution. Il faut cependant éviter les eaux très dure, qui, avec ou sans produit, provoquent un précipité blanc
- Renouveler la solution au minimum une fois par semaine et plus régulièrement en cas de fortes contaminations, d'activité plus importante ou lorsque la solution n'est plus limpide.

### **CORROSION**

- **MEDI-PROP ZYME** n'apparaît pas corrosif sur les ciseaux Pilling weck référence PO142108 ni sur les pinces Pilling weck référence PO101000 en acier inoxydable selon la méthodologie décrite dans la norme NF S 94-402-1.
- **MEDI-PROP ZYME** n'apparaît pas corrosif, à 0,5%, sur l'acier inoxydable ni sur le PTFE.
- **MEDI-PROP ZYME** n'apparaît pas corrosif, à 0,5%, sur les fraises diamantées DIA-Tessin réf. 801/021 et les fraises carbures DIA/Tessin réf. FG1/018

### **APPLICATION**

- Milieu hospitalier et dentaire : nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**Xi - IRRITANT**

**N – DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT**

- **R 38** : Irritant pour la peau
- **R 41** : Risque de lésions oculaires graves
- **R 50/53** : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- **S 37/39** : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
- Craint le gel. Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

### **STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **MEDI-PROP ZYME** se conserve au moins pendant 3 ans.

### **CONDITIONNEMENT**

- Colis de 2 bidons de 5 litres

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

Nom du produit: MEDI-PROP ZYME (FDS n°1170)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Prédésinfectant enzymatique

N° code du produit: 13070701

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Dangers principaux: Irritant pour la peau.  
Risque de lésions oculaires graves.  
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Risque(s) spécifique(s): Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

**3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Description de la préparation: Préparation à base de tensioactif non ionique, d'ammonium quaternaire, de chlorhydrate de biguanide et d'enzyme

Composant(s) contribuant aux dangers: • propionate de N,N-didecyl-Nmethyl-poly(oxyethyl)ammonium - N°CAS: 94667-33-1  
Conc. pds.(%): 5 < C ≤ 10 - Symbole(s): C N - Phrase(s) R: 22-34-50  
• éthylène-glycol - N°Id: 603-027-00-1 - N°CAS: 107-21-1 - N°CE: 203-473-3  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Classification: • Xn; R 22 •  
• chlorhydrate biguanide polymérique - N°CAS: 27 083-27-8  
Conc. pds.(%): 0 < C ≤ 1 - Symbole(s): Xn Xi N - Phrase(s) R: 22-38-41-43-50/53  
• subtilisine - N°Id: 647-012-00-8 - N°CAS: 901 4-01-1 - N°CE: 232-752-2  
Conc. pds.(%): 0 < C ≤ 1 - Classification: • Xi; R 37/38-41 • R 42 •

**4. PREMIERS SECOURS**

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés, laver la peau avec beaucoup d'eau ou doucher (pendant 15 minutes), et si nécessaire se rendre chez le médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP ZYME (FDS n°1170)

Version: 3

Date de révision: 02/04/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s):

Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:

Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Méthode(s) de nettoyage:

Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.  
Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.  
Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.

- Mesure(s) d'ordre technique:

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Conseil(s) d'utilisation(s):

Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

Stockage

- Précaution(s):

Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations .

- Condition(s) de stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine .

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:

• éthylène-glycol:VME ppm = 20 - VME mg/m³ = 52 - VLE ppm = 40 - VLE mg/m³ = 104

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:

Ne pas inhaler les vapeurs.  
Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

- Protection des mains:

Porter des gants appropriés

- Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

- Protection des yeux:

Porter un appareil de protection des yeux/du visage

- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:

Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

Mesure(s) d'hygiène:

Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme:

liquide limpide

- Couleur:

incolore / jaune clair

- Odeur:

caractéristique

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP ZYME (FDS n°1170)

Version: 3

Date de révision: 02/04/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - PH:                              | Produit pur : 7,0 - 8,0                           |
| - Point / intervalle d'ébullition: | Non déterminé.                                    |
| - Point d'éclair:                  | 73 °C   |
| - Limites d'explosivité:           | Non applicable.                                   |
| - Densité relative (eau = 1):      | 1,025 - 1,045                                     |
| - Viscosité:                       | Non déterminé.                                    |
| - Hydrosolubilité:                 | complètement soluble .                            |
| - Liposolubilité:                  | Non déterminé.                                    |
| - Solubilité aux solvants:         | soluble dans la plupart des solvants organiques . |

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Stabilité:                           | Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. |
| Condition(s) à éviter:               | Eviter les températures supérieures à 40 °C .<br>Conserver à l'abri du gel.           |
| Matière(s) à éviter:                 | Ne jamais mélanger avec d'autres produits.  |
| Produits de décomposition dangereux: | Non applicable.   |

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Inhalation:            | Non déterminé.  |
| - Contact avec la peau:  | Irritant pour la peau.<br>Ligne directrice 404 de l'OCDE  |
| - Contact avec les yeux: | Risque de lésions oculaires graves.<br>Ligne directrice 405 de l'OCDE                           |
| - Ingestion:             | DL50 > 2000 mg/kg<br>Non dangereux par ingestion<br>Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001) |
| Sensibilisation:         | Non déterminé.  |

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- |   |   |
|---|---|
| Information(s) générale(s):                     | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  |
| Persistance et dégradabilité:                   | Biodégradabilité:<br>Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |
| Effets sur l'environnement:                     | Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.   |
| - Toxicité aquatique:                           | Non déterminé.  |
| - Toxicité pour les oiseaux:                    | Non déterminé.  |
| Effets nocifs divers                            |   |
| - Potentiel de formation d'ozone photochimique: | Non déterminé.  |
| - Potentiel de réchauffement global:            | Non déterminé.  |

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Déchets / produits non utilisés: | Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. |
|----------------------------------|--|

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## MEDI-PROP ZYME (FDS n°1170)

Version: 3

Date de révision: 02/04/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

Information(s) supplémentaire(s): Aucune.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

N° UN: 1903

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate)  
- Classe de danger: 8  
- Groupe d'emballage: II  
- Etiquettes ADR/RID: 8  
- Code danger: 80  
- Code de classification et dispositions spéciales: C9 274  
- Instructions d'emballage: P001 IBC02

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. - DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate)  
- Classe: 8  
- Groupe d'emballage: II  
- Polluant marin: .  
- N° FS: F-A, S-B  
- Etiquette(s) IMDG: 8  
- Instructions d'emballage: P001

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate)  
- ICAO/IATA classe: 8  
- Groupe d'emballage: II  
- Etiquettes ICAO/IATA: 8  
- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses .

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xi - Irritant ; N - Dangereux pour l'environnement



Phrase(s) R: 38 Irritant pour la peau.  
41 Risque de lésions oculaires graves.  
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## MEDI-PROP ZYME (FDS n°1170)

Version: 3

Date de révision: 02/04/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Phrase(s) S:	26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Information(s) complémentaire(s):	Etiquetage détergent : moins de 5% : enzyme 5% ou plus, mais moins de 15% : agent de surface non-ionique, désinfectants  La fiche ingrédients est disponible à l'adresse indiquée à la rubrique 1.  Contient du (de la) chlorhydrate biguanide polymérique. Peut déclencher une réaction allergique.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R	R22 Nocif en cas d'ingestion. R34 Provoque des brûlures. R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. R38 Irritant pour la peau. R41 Risque de lésions oculaires graves. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Avis ou remarques importantes:	Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.  Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.
Application(s) et / ou usage(s) normaux:	Prédésinfectant enzymatique
Restrictions:	Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Recommandation(s):	Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.
Historique	
- Date de la première édition:	08/07/2008
- Date de la révision précédente:	16/03/2009
- Date de révision:	02/04/2009
- Version:	3
- Révision chapitre(s) n°:	11
Réalisé par:	Laboratoires PRODENE KLINT



**REF. 232910**

## **DETERGENT DESINFECTANT MEDI-PROP SURF**

**Colis de 6 flacons doseur de 1 litre**

Famille 510

Révision : 19/05/09

### **DEFINITION**

- **MEDI-PROP SURF** est un détergent désinfectant sans aldéhyde pour les surfaces, mobiliers et dispositifs médicaux.
- **MEDI-PROP SURF** répond à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### **COMPOSITION**

- Préparation à base de tensioactif non ionique, d'alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (2% m/m), de chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (5% m/m), de chlorhydrate de biguanide CAS n° 27083-27-8 (1,6% m/m) et d'agent complexant



### **ESSAIS**

#### **1. Caractéristiques organoleptiques**

- Aspect : Liquide limpide incolore à jaune clair
- Odeur : caractéristique

#### **2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)**

- pH (pur) : 11,0
- pH dilué (0,25%) : 8,2
- Densité : 1,042 – 1,062

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

#### **Bactéricide**

- EN 1040, 5 min (PV n° 241/0607-2)
- EN 1040, 15 min, Mycobacterium smegmatis (PV n° 370 /1108-2/M-1)
- EN 1276, conditions de saleté, 15 min (PV n° 241/06 07-3)
- EN 13727, conditions de saleté, 15 min (PV n° 373/1 108-2/M-1)
- NF T 72-300, eau dure 30° F sur Salmonella enterica subsp enterica sérotype typhimurium, Listeria monocytogenes et Acinetobacter baumannii, 5 min ( PV n° 306/0707-3)
- NF T 72-301 selon NF T 72-171, eau dure 30° F sur Legionella pneumophila subsp pneumophila, 5 min (PV n° 306/0707-4)

**REF. 232910**

#### **Fongicide**

- EN 1275, Candida albicans, 15 min (PV n° 241/0607-1 )
- EN 1650, conditions de saleté, 15 min, Candida albicans (PV n° 373/1108-1/M-1)
- NF T 72-300, eau dure 30° F sur Aspergillus niger, 15 min ( PV n° 306/0707)

#### **Virucide**

- Actif sur Rotavirus SA11 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 15 min (PV n° 306/0707-2)
- Actif sur HIV selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 1, 5 et 15 min (PV n° 387/05/ENFT 72180-53/02f)
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) et PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 1 min (PV n° 110/0108-2 et n° 1 10/0108-1)

#### **APPLICATIONS**

- Milieu industriel, hospitalier et collectivités

#### **MODE D'EMPLOI**

- En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bionettoyage.
- Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20ml pour un seau de 8 L)
- Ne pas rincer
- Compatible en utilisation autolaveuse à des concentrations à 0,25%

#### **CORROSION**

- **MEDI-PROP SURF** n'apparaît pas corrosif, à 0,25% et à 1%, sur l'acier inoxydable et l'aluminium.
- **MEDI-PROP SURF** apparaît corrosif à 0,25% sur le laiton mais pas sur le cuivre.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- Craint le gel. Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### **Xi - IRRITANT**

- **R 10** : Inflammable
- **R 38** : Irritant pour la peau
- **R 41** : Risque de lésions oculaires graves
- **R 43** : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- **R 52/53** : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- **S 24** : Eviter le contact avec la peau
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- **S 37/39** : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage

A decorative horizontal border with a repeating zigzag pattern in blue and white, spanning the width of the page.

**REF. 232910**

**STOCKAGE**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **MEDI-PROP SURF** se conserve au moins pendant 3 ans.

**CONDITIONNEMENT**

- Colis de 6 flacons doseur de 1 litre

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE FISE-232910

## MEDI-PROP SURF (FDS n°1168)

Version: 4

Date de révision: 16/03/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: MEDI-PROP SURF (FDS n°1168)

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Détergent désinfectant

N° code du produit: 16070701

Fournisseur: Laboratoires PRODENE KLINT - Groupe PROP  
8, Rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG  
77435 MARNE LA VALLEE  
France  
Tél: 01 60 95 49 00  
Télécopie: 01 60 95 49 49  
E-mail: catherine.vignot@prodene-klint.com

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: Inflammable.  
Irritant pour la peau.  
Risque de lésions oculaires graves.  
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Risque(s) spécifique(s): Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation.

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description de la préparation: Préparation à base de tensioactif non ionique, de chlorure de didécyltriméthylammonium, de chlorhydrate de biguanide et d'agent complexant

Composant(s) contribuant aux dangers: • chlorure de didécyltriméthylammonium - N° Id: 612- 131-00-6 - N° CAS: 7173-51-5 - N° CE: 230-525-2  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Classification: • Xn; R 22 • C; R 34 •  
• propane-2-ol; alcool isopropylique - N° CAS: 67-63-0 - N° CE: 200-661-7  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 •  
• Alcool gras éthoxylé - N° CAS: 71243-46-4  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-41  
• chlorhydrate biguanide polymérique - N° CAS: 27 083-27-8  
Conc. pds.(%): 1 < C ≤ 5 - Symbole(s): Xn Xi N - Phrase(s) R: 22-38-41-43-50/53

### 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Peu probable . Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin.

Contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés, laver la peau avec beaucoup d'eau ou doucher (pendant 15 minutes), et si nécessaire se rendre chez le médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s): En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable .

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

Méthode(s) spéciale(s): En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP SURF (FDS n° 1168)

Version: 4

Date de révision: 16/03/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Risques spéciaux: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection .

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

Précaution(s) pour la protection de l'environnement: Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Méthode(s) de nettoyage: Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.  
Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.  
Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s): Observer les réglementations de la protection du travail.  
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.  
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs.

- Mesure(s) d'ordre technique: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.  
Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.  
Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié.

Stockage

- Précaution(s): Conserver le récipient bien fermé.  
Tenir à l'écart de toutes contaminations .

- Condition(s) de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine.  
Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.  
Conserver à l'abri du gel.  
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40° C.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: de même nature que celui d'origine .

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition: • propane-2-ol; alcool isopropylique: VME ppm = 250 - VME mg/m<sup>3</sup> = 650

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Ne pas inhaler les vapeurs.  
Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

- Protection des mains: Porter des gants appropriés

- Protection de la peau et du corps: Porter un vêtement de protection approprié

- Protection des yeux: Porter un appareil de protection des yeux/du visage

- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: Éviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.  
Évacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées.

Mesure(s) d'hygiène: Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP SURF (FDS n° 1168)

Version: 4

Date de révision: 16/03/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

## Informations générales

- Etat physique / Forme: liquide limpide
- Couleur: incolore / jaune clair
- Odeur: caractéristique

## Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH: 11
- Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.
- Point d'éclair: 54 °C
- Limites d'explosivité: Non applicable.
- Densité relative (eau = 1): 1,042 - 1,062
- Viscosité: Non déterminé.
- Hydrosolubilité: complètement soluble .
- Liposolubilité: Non déterminé.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques .

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
- Condition(s) à éviter: Eviter les températures supérieures à 40 °C .  
Conserver à l'abri du gel.
- Matière(s) à éviter: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux: Non applicable.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

- Inhalation: Non déterminé.
- Contact avec la peau: Irritant pour la peau.  
Ligne directrice 404 de l'OCDE
- Contact avec les yeux: Risque de lésions oculaires graves.  
Ligne directrice 405 de l'OCDE
- Ingestion: Non dangereux par ingestion  
DL50 > 5000 mg/kg (orale - rat)  
Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001)
- Sensibilisation: Non déterminé.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- Persistance et dégradabilité: Biodégradabilité:  
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
- Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Toxicité aquatique: Non déterminé.
- Toxicité pour les oiseaux: Non déterminé.
- Effets nocifs divers
- Potentiel de formation d'ozone photochimique: Non déterminé.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MEDI-PROP SURF (FDS n° 1168)

Version: 4

Date de révision: 16/03/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

- Potentiel de réchauffement global: Non déterminé.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets / produits non utilisés: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.

Emballages contaminés: Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

Information(s) supplémentaire(s): Aucune.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

N° UN: 2924

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)

- Nom d'envoi exact: FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (alcool isopropylique, chlorure de didécylidiméthyl ammonium)

- Classe de danger: 3

- Groupe d'emballage: III

- Etiquettes ADR/RID: 3 - 8

- Code danger: 38

- Code de classification et dispositions spéciales: FC 274

- Instructions d'emballage: P001 IBC03 R001

Voies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. - FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (alcool isopropylique, chlorure de didécylidiméthyl ammonium)

- Classe: 3

- Groupe d'emballage: III

- Polluant marin: .

- N° FS: F-E, S-C

- Etiquette(s) IMDG: 3 - 8

- Instructions d'emballage: P001

Voies aériennes (ICAO/IATA)

- Nom d'envoi exact: LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. (alcool isopropylique, chlorure de didécylidiméthyl ammonium)

- ICAO/IATA classe: 3

- Groupe d'emballage: III

- Etiquettes ICAO/IATA: 3 - 8

- Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses .

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xi - Irritant



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## MEDI-PROP SURF (FDS n°1168)

Version: 4

Date de révision: 16/03/2009

1907/2006/CE - ISO 11014-1

Phrase(s) R:	10 Inflammable. 38 Irritant pour la peau. 41 Risque de lésions oculaires graves. 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Phrase(s) S:	24 Éviter le contact avec la peau. 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Information(s) complémentaire(s):	Etiquetage détergent : 5% ou plus, mais moins de 15% : agent de surface non-ionique, désinfectants  La fiche ingrédients est disponible à l'adresse indiquée à la rubrique 1. Contient du (de la) chlorhydrate biguanide polymérique. Peut déclencher une réaction allergique.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Rubrique n°2 : Phrase(s) R	R22 Nocif en cas d'ingestion. R34 Provoque des brûlures. R11 Facilement inflammable. R36 Irritant pour les yeux. R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges R41 Risque de lésions oculaires graves. R38 Irritant pour la peau. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Avis ou remarques importantes:	Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabricant.  Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.
Application(s) et / ou usage(s) normaux:	Détergent désinfectant
Restrictions:	Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Recommandation(s):	Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.
Historique	
- Date de la première édition:	04/07/2008
- Date de la révision précédente:	15/01/2009
- Date de révision:	16/03/2009
- Version:	4
- Révision chapitre(s) n°:	11
Réalisé par:	Laboratoires PRODENE KLINT



FICHE D'IDENTIFICATION

**Code article :** 916543

**Nature :** MASQUE RESPIRATOIRE

**Niveau de protection :** Contre les poussières et les particules solides et liquides à faible toxicité, jusqu'à 12 fois la Valeur Limite.

**Présentation :** Demi-masque pliable filtrant à usage unique de classe FFP2 sans soupape d'expiration. Testé contre l'allergie. Ininflammable.

**Matière :** Masque en polypropylène.

**Conformité :** Normes EN 149-2001

**Poids :** Environ 12 gr

**Taille :** Unique

**Emballage :** Emballage individuel

**Conditionnement :** Boîte de 20 masques.

**REF.914983**

**SURCHAUSSURE PLP 35 G BLANC**  
**SEMELLE PE BLEU**  
**Carton de 200 paires**

Famille 711

Révision : 03/10/05

**COMPOSITION** ..... non tissé 100 % PLP

**COLORIS** ..... blanc semelle bleue

**GRAMMAGE** ..... 35 g/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONS**

- Longueur utile ..... 36,5 cm
- Longueur hors tout ..... 38 cm
- Hauteur totale ..... 16,5 cm
- Ouverture étirée ..... 30 cm
- Epaisseur semelle ..... 60 µ

**CARACTERISTIQUES**

- Assemblage par collage
- Non tissé 100 % PLP hydrofuge très résistant
- Semelle imperméable et anti-dérapante
- Maintien par élastique (sans latex) à la cheville

**NORMALISATION**

MARQUAGE CE

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42/CEE

(Enregistrement n°fr/CA01/0003826V)

BIOBURDEN : la contamination initiale répond à la norme EN 1174

Contrôles microbiologiques complémentaires : ASR, E.Coli, Staphylocoques, Salmonella, listeria



**CONDITIONNEMENT**

- Carton de 200 paires
  - Dimensions ..... 40 x 40 x 37 cm
  - Poids brut ..... 4 kg
  - Volume du carton ..... 0,059 m<sup>3</sup>
- Palette de 36 cartons

